

Руководство по установке



Системные требования.....	3
Установка программного обеспечения.....	3

Системные требования

Технические требования для Web версии при работе в личном кабинете Диагнокат (вход через браузер):

- Компьютер под управлением поддерживаемой производителем версией операционной системы на момент использования Диагнокат.
- Процессор: 2 ядра, рекомендовано 4 ядра
- ОЗУ: 4 Gb
- Мобильные устройства на базе iOS или Android (только просмотр)
- Интернет-соединение для 2D модуля: 10 Мбит/сек минимально, рекомендовано 20 Мбит/сек
- Интернет-соединение для 3D модуля: 20 Мбит/сек минимально, рекомендовано 50 Мбит/сек

Совместимые источники радиологических данных:

- DICOM
- JPEG
- TIFF
- PNG

Установка программного обеспечения

Программное обеспечение (ПО) Диагнокат (Diagnocat) является облачным решением, предоставляемым по модели “Программное обеспечение как услуга” и не требует установки на рабочую станцию пользователя.

Для работы с ПО см. документ “Руководство Пользователя”.